


Directions for Assembly/Instructions d'assemblage: Face Shield Splash Guard - Disposable Protection /Écran facial jetable. Protection contre d'éclaboussure.


Pieces / Pièces: A - the strap for around the head / L'attache pour autour de la tête

B - the face shield / L'écran facial



Step 1 / Étape 1:


Insert curved tabs from Part B into slots on Part A / Insérez l'attache incurvées de la partie b dans les fentes de la partie a




Step 2 / Étape 2:

Insert the notched end of Part A (Strap) from the outside of the band to the inside of the band. Place band on head and adjust to desired circumference by lightly pulling the notched end of the strap into the end slit of the band. **DO NOT** over tighten.

Insérez l'extrémité creusée de la partie A (attache) de l'extérieur de l'attache à l'intérieur de la bande. Placez la bande sur la tête et ajustez à la circonférence souhaitée en tirant légèrement l'extrémité creusée de l'attache dans la fente d'extrémité de la bande. **Ne pas trop serrer.**



A - the strap for around the head / L'attache pour autour de la tête



NOTE: For most secure fit, it is important that the pointy end of the strap be inserted into the headband from the **OUTSIDE** of the strap **GOING TO THE INSIDE** of the strap **TOWARDS YOUR HEAD**. This will prevent the tail of the strap from potentially becoming loose.

Do not over tighten.

Remarque: Pour un ajustement optimal, il est important que l'extrémité pointue de l'attache soit insérée dans le bandeau de l'extérieur de la bande **EN ALLANT À L'INTÉRIEUR** de la bande **VERS VOTRE TÊTE**. Cela empêchera potentiellement la queue de la bande de se détacher.

Ne pas trop serrer.

Endroit de Manufacture:

555 Raymond Drive
Islandia, NY 11749 USA
631-234-4300

3478 Ashby,
St. Laurent, QC H4R 2C1 Canada
514-335-1775

